

電動アシスト歩行車 Tecpo テクポ

安心

快適

簡単



Tecpoはウェルネスバレー
ブランド認定商品です

行きたいところに行ける喜びを

シンテックホズミ

行きたいところに行ける喜びを
電動アシスト歩行車

Tecpo
テクポ



歩きたい速度で
自動速度調整

下り坂は
自動減速し
ゆっくり移動

自動ブレーキで
ゆっくり降坂

ブレーキ

横断勾配も
直進性を
高めて移動

独立2輪駆動で
片流れ抑制

グリップから
手が放れると
自動ブレーキ

ブレーキ

快適

重い荷物も
つらい上り坂も
楽らく移動

モーターアシストで
負担軽減



身体機能に合わせた
3段階のアシスト切替え

簡単

電源ONの後は
グリップを握って歩くだけ



専用充電器



仕様

製品名	電動アシスト歩行車 Tecpo / テクポ	連続使用時間	約 4 時間
TAISコード	01842-000001	充電時間	約 3 時間
製品概要	ロボット介護機器（屋外移動支援）	使用可能勾配	縦断勾配 12%（7度） 横断勾配 5%（3度）
展開サイズ	幅520×奥行650×高さ740-860mm	アシスト最高速度	4 km/h
折り畳みサイズ	幅300×奥行650×高さ740-860mm	走行機構	後輪 2 輪駆動
重量	約 9.1 kg	バッテリー	リチウムイオン（脱着式）
積載量	6kg未満	充電方式	家庭用コンセント（専用充電器付属）
最大使用者体重	100kg		

※製品改良のため、仕様は予告なく変更する場合があります。

Tecpo は... 「ロボット介護機器開発・導入促進事業」(国補助金制度)・「新あいち創造研究開発補助金」(愛知県補助金制度) を活用して開発された製品です

製品に関するご意見・お問い合わせは

Tecpo お客様相談室

フリーダイヤル ☎0120-771-388

(受付時間) 9:00~17:00 (除く: 土日祝日、年末年始、夏期休業)

製造元:

株式会社 シンテックホズミ

〒470-0217 愛知県みよし市根浦町五丁目3番地1

TEL: 0561-35-5740

FAX: 0561-35-5678

URL: <http://www.shcl.co.jp/>

E-mail: tecpo@shcl.co.jp